

3M ESPE

A Plus, mely mosolyra fakaszt



1.5mm 1.5mm
1.0mm
336478589009
TM
OH

KetacTM Cem Plus

*Üveginomer ragasztócement
ClickerTM kiszerezésben*

Indikációk:

- Fém koronák, inlay-k, onlay-k, beleértve az előregyártott fémkoronákat
- Fémkerámia koronák és hidak
- Zirkónium erősítésű, teljes kerámia pótlások (pl: Lava™ hidak és koronák)
- Öntött és gyári csapok
- Fogszabályozó készülékek



Ketac™ Cem Plus

Egyszerű és megbízható

Köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek és innovációnak a 3M ESPE a világ egyik vezető ragasztócement gyártójává vált. A Ketac™ Cem megbízható márkanev a luting cementek között, a világ legtöbb fogászati rendelőjében megtalálható. Ennek a ragasztócement családnak a legújabb képviselője a Ketac™ Cem Plus, mely kiszerezésének és összetételének köszönhetően ideális ragasztási technológiát biztosít. A tovább fejlesztett, paszta-paszta kiszerezésű, műgyanta módosított üvegeionomer cement egyszerűséget és kényelmet biztosít használójának.

Egy kattintás és már keverhet is



Kényelmes Clicker adagoló, mely 1:1 arányú, egyszerű és könnyed keverést biztosít

Közvetlenül az adagolóból a keverőlapra

Mindenféle kinyomó pisztoly nélkül a két tartályú Clicker™ adagoló gyors és higiénikus adagolást tesz lehetővé, a kívánt mennyiségben, mindig optimális minőségben. Paszta/paszta kiszerezésének köszönhetően a Ketac™ Cem Plus cement keverése egyszerű, ezáltal mindig konstans anyagtulajdonságokkal rendelkező cementet keverhet. Így a mindennapos, végleges ragasztási eljárásokat még egyszerűbbé és megbízhatóbbá teszi, minimalizálva a feleséget és a ragasztás utáni takarításra fordítandó időt.

A Ketac™ Cem Plus ragasztó cement továbbfejlesztett, műgyanta módosított üvegeionomer cement formulája számos előnyt kínál a felhasználónak, hiszen klinikailag is bizonyítottan jobb eredményeket lehet segítségével elérni, mint a hagyományos (por/folyadék) kiszerezésű cementekkel.


Egy klinikailag igazolt összetétel többszörös előnye

Erős tapadás

A Ketac™ Cem Plus kitűnő tapadást biztosít szinte mindegyik fogászati helyreállító anyagon, továbbá kiválóan köt mind a fogzománcon, mind pedig a dentinen.

Minimalis posztoperatív érzékenység

Gyakorlatilag nincs mérhető posztoperatív érzékenység a Ketac™ Cem Plus használatakor.



Könnyű a felesleg eltávolítása

A fogpótlás behelyezése után könnyedén lehet a kinyomódott Ketac™ Cem Plus felesleget eltávolítani.

Kicsi rétegvastagság

A Ketac™ Cem Plus vékony rétegvastagsága az indirekt restaurációk pontos felhelyezhetőségét biztosítja.

Kiváló széli záródás, alacsony oldékonyság

Az alacsony oldékonyság hosszú ideig fennálló, intakt, résmentes, széli záródást eredményez, megóvva a ragasztó cementet a kioldódástól.

Fluorid ion leadás

A Ketac™ Cem Plus még aktívabban képes helyi fluorid leadásra, mint a konvencionális a Ketac™ Cem üvegionomer cement.

- Könnyű és higiénikus felhasználás – köszönhetően a Clicker adagolóknak
- Állandó keverési arányok
- Paszta/paszta kiszérelés a könnyebb keverhetőségért
- Erős tapadás
- A felesleg könnyen eltávolítható
- Nagyon alacsony posztoperatív érzékenység
- Tökéletesebb széli zárás
- Magas fluorid leadás

Öt egyszerű lépés:

Adagolás, keverés, betöltés, felhelyezés, felesleg eltávolítása



Megrepedt, régi amalgám tömés



A csomk preparálása koronához



A Ketac™ Cem Plus könnyen adagolható és keverhető



Betöltés: a Ketac™ Cem Plus egyszerűen applikálható



Felhelyezés: a ragasztó cement felesleg könnyen eltávolítható



Végeredmény

Dr. Radz munkája nyomán

Rendelési információ




Rendelési szám

56930

Rendelési információ

Ketac™ Cem Plus utántöltő

- 2 x 11g Ketac™ Cem Plus Clicker™ adagolóban
- 1 keverőlap tömb
- használati utasítás



3M ESPE

3M Hungária Kft. 1386 Budapest, Pf.905
Telefon: (06-1) 270-7777
www.3mespe.com/hu www.3mhirek.hu

A 3M, az ESPE, a Clicker, a Ketac, és a RelyX márkanevek a 3M és a 3M ESPE AG. tulajdonát képezik, a FujiCEM és a Fuji I márkanevek a GC tulajdonában állnak.